



報告編號：MZ2-230400124

# 台美檢驗科技股份有限公司

## 檢驗中心 測試報告



### 委託單位

#### 我的輕食有限公司

高雄市仁武區京吉六路29號

第 1 頁 / 共 4 頁

檢體名稱：NMN酵母賦活膠囊

製造公司：-

製造日期：-

批號：-

檢體狀態：室溫

送檢方式：顧客送檢

聯絡人：郭家恩先生

聯絡電話：(07)371-4466

有效期限：2025.03.09

原產地：-

檢體包裝：完整販售包裝

檢體數量：2件

報告用途：通路販售

----- 以上檢體資訊係由委託單位提供且確認 -----

收檢日期：2023/04/14

檢驗日期：2023/04/17

報告日期：2023/04/19

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	定量 / 偵測極限
------	------	----	------	-----------

食品塑化劑9項：DMP#、DEP#、DIBP#、BBP#、DBP#、DEHP#、DNOP#、DINP#、DIDP#

鄰苯二甲酸二甲酯DMP #	未檢出	ppm (µg/g)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品 中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器： LC/MS/MS。	0.05
---------------	-----	------------	------------------------------------------------------------------	------

鄰苯二甲酸二乙酯DEP #	未檢出	ppm (µg/g)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品 中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器： LC/MS/MS。	0.05
---------------	-----	------------	------------------------------------------------------------------	------

鄰苯二甲酸二異丁酯DIBP #	未檢出	ppm (µg/g)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品 中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器： LC/MS/MS。	0.05
-----------------	-----	------------	------------------------------------------------------------------	------

鄰苯二甲酸丁酯苯甲酯BBP #	未檢出	ppm (µg/g)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品 中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器： LC/MS/MS。	0.05
-----------------	-----	------------	------------------------------------------------------------------	------

鄰苯二甲酸二丁酯DBP #	0.10	ppm (µg/g)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品 中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器： LC/MS/MS。	0.05
---------------	------	------------	------------------------------------------------------------------	------



測試報告僅就委託者之委託事項提供  
檢驗結果，不對產品合法性做判斷



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士



報告編號：MZ2-230400124

# 台美檢驗科技股份有限公司

## 檢驗中心 測試報告



### 委託單位

#### 我的輕食有限公司

高雄市仁武區京吉六路29號

第 2 頁 / 共 4 頁

檢體名稱：NMN酵母賦活膠囊

製造公司：-

製造日期：-

批號：-

檢體狀態：室溫

送檢方式：顧客送檢

聯絡人：郭家恩先生

聯絡電話：(07)371-4466

有效期限：2025.03.09

原產地：-

檢體包裝：完整販售包裝

檢體數量：2件

報告用途：通路販售

----- 以上檢體資訊係由委託單位提供且確認 -----

收檢日期：2023/04/14

檢驗日期：2023/04/17

報告日期：2023/04/19

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	定量 / 偵測極限
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯DEHP #	0.12	ppm (µg/g)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品 中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器： LC/MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸二辛酯DNOP #	未檢出	ppm (µg/g)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品 中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器： LC/MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸二異壬酯DINP #	0.07	ppm (µg/g)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品 中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器： LC/MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸二異癸酯DIDP #	未檢出	ppm (µg/g)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品 中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器： LC/MS/MS。	0.05

----- 以下空白 -----

#### 備註：

- 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。
- 檢驗項目有標「#」者，指該檢驗項目經衛生福利部認證，且依認證之檢驗方法執行檢驗。
- 本次檢驗如未涉及抽樣時，測試報告僅對該送驗檢體負責。將報告分離使用及 / 或摘要複製無效，報告中所載資料僅供參考，不宜做為廣告、商業推廣及公證用。當檢驗結果低於定量 / 偵測極限，以“未檢出”或“陰性”表示。



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士



報告編號：MZ2-230400124



# 台美檢驗科技股份有限公司 檢驗中心 測試報告

## 委託單位

我的輕食有限公司

高雄市仁武區京吉六路29號

第 3 頁 / 共 4 頁


檢體名稱：NMN酵母賦活膠囊

檢體狀態：室溫

收檢日期：2023/04/14

檢驗日期：2023/04/17

報告日期：2023/04/19




碳水化合物	0.9公克	0.3%
糖	0.2公克	-
鈉	0.6毫克	0%

\*參考值未訂定  
每日參考值：熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克

品名：NMN酵母賦活膠囊  
成分：NMN-pro®酵母粉(含菸鹼酸單核苷酸(NMN)、輔酵素Q10)、難消化性麥芽糊精、Beta-聚葡萄糖、紅葡萄萃取物、硬脂酸鎂  
膠囊成分：羥丙基甲基纖維素、純水、鹿角菜膠、氯化鉀  
食用方式：每日2粒，搭配開水食用  
淨重：0.57g/粒，30粒/盒  
保存期限：兩年<未開封>  
有效日期：請見外盒標示<年/月/日>  
保存方式：置於乾燥陰涼處，避免陽光直射、高溫、潮濕，以確保品質。  
注意事項：開封後依照食用方式，儘速食用完畢，十五歲以下小孩、懷孕或哺乳期間婦女及服用抗凝血藥品(warfarin)之病患，不宜食用。

產地：台灣  
研發出品：我的輕食有限公司  
公司地址：高雄市仁武區京吉六路29號  
電話：07-3714455  
食品

本產品已投保產品責任險新台幣1000萬元(非理賠金額)



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士



報告編號：MZ2-230400124

# 台美檢驗科技股份有限公司 檢驗中心 測試報告



## 委託單位

我的輕食有限公司

高雄市仁武區京吉六路29號

第 4 頁 / 共 4 頁


檢體名稱：NMN酵母賦活膠囊

檢體狀態：室溫

收檢日期：2023/04/14

檢驗日期：2023/04/17

報告日期：2023/04/19



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士