



報告編號：MZ2-230400148



# 台美檢驗科技股份有限公司

## 檢驗中心 測試報告

### 委託單位

### 植肌生技股份有限公司

台中市南區忠明南路787號7樓

第 1 頁 / 共 3 頁

檢體名稱：雙嬌寶貝超彈嫩® 膠原蛋白飲(水蜜桃風味)

製造公司：-

製造日期：-

批號：-

檢體狀態：室溫

送檢方式：顧客送檢

聯絡人：產品開發部

聯絡電話：(04)2265-9111#361

有效期限：-

原產地：-

檢體包裝：如附件照片

檢體數量：5件

報告用途：自主管理

----- 以上檢體資訊係由委託單位提供且確認 -----

收檢日期：2023/04/14

檢驗日期：2023/04/18

報告日期：2023/04/21

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	定量 / 偵測極限
------	------	----	------	-----------


#### 食品防腐劑酸類5項 #

苯甲酸 #	未檢出	g/kg	衛生福利部 108.01.30 衛授食字第 1081900155 號公告修正：食品中防腐劑之檢驗方法。檢驗儀器：HPLC/PDA。	0.02
己二烯酸 #	未檢出	g/kg	衛生福利部 108.01.30 衛授食字第 1081900155 號公告修正：食品中防腐劑之檢驗方法。檢驗儀器：HPLC/PDA。	0.02
去水醋酸 #	未檢出	g/kg	衛生福利部 108.01.30 衛授食字第 1081900155 號公告修正：食品中防腐劑之檢驗方法。檢驗儀器：HPLC/PDA。	0.02
水楊酸 #	未檢出	g/kg	衛生福利部 108.01.30 衛授食字第 1081900155 號公告修正：食品中防腐劑之檢驗方法。檢驗儀器：HPLC/PDA。	0.02
對羥苯甲酸 #	未檢出	g/kg	衛生福利部 108.01.30 衛授食字第 1081900155 號公告修正：食品中防腐劑之檢驗方法。檢驗儀器：HPLC/PDA。	0.02

----- 以下空白 -----

#### 備註：

- 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。
- 檢驗項目有標「#」者，指該檢驗項目經衛生福利部認證，且依認證之檢驗方法執行檢驗。
- 本次檢驗如未涉及抽樣時，測試報告僅對該送驗檢體負責。將報告分離使用及 / 或摘要複製無效，報告中所載資料僅供參考，不宜做為廣告、商業推廣及公證用。當檢驗結果低於定量 / 偵測極限，以「未檢出」或「陰性」表示。



測試報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士



報告編號：MZ2-230400148



# 台美檢驗科技股份有限公司 檢驗中心 測試報告

## 委託單位

植肌生技股份有限公司  
台中市南區忠明南路787號7樓

第 2 頁 / 共 3 頁

檢體名稱：雙嬌寶貝超彈嫩® 膠原蛋白飲(水蜜桃風味)  
檢體狀態：室溫  
收檢日期：2023/04/14

檢驗日期：2023/04/18

報告日期：2023/04/21



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士



報告編號：MZ2-230400148

# 台美檢驗科技股份有限公司

## 檢驗中心 測試報告



### 委託單位

植肌生科技股份有限公司

台中市南區忠明南路787號7樓

第 3 頁 / 共 3 頁

檢體名稱：雙嬌寶貝超彈嫩® 膠原蛋白飲(水蜜桃風味)

檢體狀態：室溫

收檢日期：2023/04/14

檢驗日期：2023/04/18

報告日期：2023/04/21



FO19-14



連結至台美安全家



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士