



報告編號：MZ2-230400150



台美檢驗科技股份有限公司

檢驗中心 測試報告

委託單位

植肌生技股份有限公司

台中市南區忠明南路787號7樓

第 1 頁 / 共 3 頁

檢體名稱：雙嬌寶貝超彈嫩® 膠原蛋白飲(水蜜桃風味)

製造公司：-

製造日期：-

批號：-

檢體狀態：室溫

送檢方式：顧客送檢

聯絡人：產品開發部

聯絡電話：(04)2265-9111#361

有效期限：-

原產地：-

檢體包裝：如附件照片

檢體數量：5件

報告用途：自主管理

----- 以上檢體資訊係由委託單位提供且確認 -----

收檢日期：2023/04/14

檢驗日期：2023/04/18

報告日期：2023/04/24

| 檢驗項目 | 檢驗結果 | 單位 | 檢驗方法 | 定量 / 偵測極限 |
|------|------|----|------|-----------|
|------|------|----|------|-----------|

飲料及乳品重金屬4項：砷、鉛、銅、鎘

| | | | | |
|---|-----|-------|--|-------|
| 砷 | 未檢出 | mg/kg | 衛生福利部109年2月27日衛授食字第1091900208號公告訂定飲料及乳品中重金屬檢驗方法。檢驗儀器：ICP-MS。 | 0.01 |
| 鉛 | 未檢出 | mg/kg | 衛生福利部109年2月27日衛授食字第1091900208號公告訂定飲料及乳品中重金屬檢驗方法。檢驗儀器：ICP-MS。 | 0.005 |
| 銅 | 未檢出 | mg/kg | 衛生福利部109年2月27日衛授食字第1091900208號公告訂定飲料及乳品中重金屬檢驗方法。檢驗儀器：ICP-MS。 | 0.2 |
| 鎘 | 未檢出 | mg/kg | 衛生福利部109年2月27日衛授食字第1091900208號公告訂定飲料及乳品中重金屬檢驗方法。檢驗儀器：ICP-MS。 | 0.01 |

----- 以下空白 -----

備註：

- 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。
- 本次檢驗如未涉及抽樣時，測試報告僅對該送驗檢體負責。將報告分離使用及 / 或摘要複製無效，報告中所載資料僅供參考，不宜做為廣告、商業推廣及公證用。當檢驗結果低於定量 / 偵測極限，以“未檢出”或“陰性”表示。



測試報告僅就委託者之委託事項提供
檢驗結果，不對產品合法性做判斷



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士



報告編號：MZ2-230400150



台美檢驗科技股份有限公司 檢驗中心 測試報告

委託單位

植肌生技股份有限公司
台中市南區忠明南路787號7樓

第 2 頁 / 共 3 頁

檢體名稱：雙嬌寶貝超彈嫩® 膠原蛋白飲(水蜜桃風味)

檢體狀態：室溫

收檢日期：2023/04/14

檢驗日期：2023/04/18

報告日期：2023/04/24



蔡岳廷


報告簽署人：蔡岳廷 博士



報告編號：MZ2-230400150

台美檢驗科技股份有限公司

檢驗中心 測試報告



委託單位

植肌生技股份有限公司

台中市南區忠明南路787號7樓

第 3 頁 / 共 3 頁

檢體名稱：雙嬌寶貝超彈嫩® 膠原蛋白飲(水蜜桃風味)

檢體狀態：室溫

收檢日期：2023/04/14

檢驗日期：2023/04/18

報告日期：2023/04/24



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士