



報告編號：MZ2-230900087

台美檢驗科技股份有限公司

檢驗中心 測試報告



委託單位

米鴻生醫有限公司

台北市中正區忠孝東路1段152號12樓之5

第 1 頁 / 共 3 頁

檢體名稱：MIHONG®西班牙頂級魚油85% r-TG(30顆/盒)

製造公司：米鴻生醫有限公司

製造日期：2023. 06. 17

批號：-

檢體狀態：室溫

送檢方式：顧客送檢

聯絡人：康小姐

聯絡電話：(02)2917-8998#102

有效期限：2025. 06. 16

原產地：台灣

檢體包裝：完整販售包裝

檢體數量：2件

報告用途：自主管理

----- 以上檢體資訊係由委託單位提供且確認 -----

收檢日期：2023/09/06

檢驗日期：2023/09/08

報告日期：2023/09/11

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	定量 / 偵測極限
------	------	----	------	-----------

食品塑化劑9項：DMP#、DEP#、DIBP#、BBP#、DBP#、DEHP#、DNOP#、DINP#、DIDP#


鄰苯二甲酸二甲酯DMP #	未檢出	ppm (µg/g)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102. 03. 25 食品 中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器： LC/MS/MS。	0. 05
---------------	-----	------------	--	-------

鄰苯二甲酸二乙酯DEP #	未檢出	ppm (µg/g)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102. 03. 25 食品 中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器： LC/MS/MS。	0. 05
---------------	-----	------------	--	-------

鄰苯二甲酸二異丁酯DIBP #	未檢出	ppm (µg/g)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102. 03. 25 食品 中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器： LC/MS/MS。	0. 05
-----------------	-----	------------	--	-------

鄰苯二甲酸丁酯苯甲酯BBP #	未檢出	ppm (µg/g)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102. 03. 25 食品 中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器： LC/MS/MS。	0. 05
-----------------	-----	------------	--	-------

鄰苯二甲酸二丁酯DBP #	未檢出	ppm (µg/g)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102. 03. 25 食品 中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器： LC/MS/MS。	0. 05
---------------	-----	------------	--	-------



連結至台美安全家

測試報告僅就委託者之委託事項提供
檢驗結果，不對產品合法性做判斷



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士



報告編號：MZ2-230900087

台美檢驗科技股份有限公司

檢驗中心 測試報告



委託單位

米鴻生醫有限公司

台北市中正區忠孝東路1段152號12樓之5

第 2 頁 / 共 3 頁

檢體名稱：MIHONG®西班牙頂級魚油85% r-TG(30顆/盒)

製造公司：米鴻生醫有限公司

製造日期：2023. 06. 17

批 號：-

檢體狀態：室溫

送檢方式：顧客送檢

聯 絡 人：康小姐

聯絡電話：(02)2917-8998#102

有效期限：2025. 06. 16

原 產 地：台灣

檢體包裝：完整販售包裝

檢體數量：2件

報告用途：自主管理

----- 以上檢體資訊係由委託單位提供且確認 -----

收檢日期：2023/09/06

檢驗日期：2023/09/08


報告日期：2023/09/11

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	定量 / 偵測極限
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基) 2.07 酯DEHP #		ppm (µg/g)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品 中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器： LC/MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸二辛酯DNOP #	未檢出	ppm (µg/g)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品 中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器： LC/MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸二異壬酯DINP # 1.11		ppm (µg/g)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品 中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器： LC/MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸二異癸酯DIDP #	未檢出	ppm (µg/g)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品 中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器： LC/MS/MS。	0.05

----- 以下空白 -----

備註：

- 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。
- 檢驗項目有標「#」者，指該檢驗項目經衛生福利部認證，且依認證之檢驗方法執行檢驗。
- 本次檢驗如未涉及抽樣時，測試報告僅對該送驗檢體負責。將報告分離使用及 / 或摘要複製無效，報告中所載資料僅供參考，不宜做為廣告、商業推廣及公證用。當檢驗結果低於定量 / 偵測極限，以“未檢出”或“陰性”表示。



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士



報告編號：MZ2-230900087

台美檢驗科技股份有限公司

檢驗中心 測試報告

SUPER
LAB
because
results
matter

委託單位

米鴻生醫有限公司

台北市中正區忠孝東路1段152號12樓之5

第 3 頁 / 共 3 頁


檢體名稱：MIHONG®西班牙頂級魚油85% r-TG(30顆/盒)

檢體狀態：室溫

收檢日期：2023/09/06

檢驗日期：2023/09/08

報告日期：2023/09/11



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士