



報告編號：MZ2-231200075



# 台美檢驗科技股份有限公司

## 檢驗中心 測試報告

### 委託單位

### 植肌生技股份有限公司

台中市南區忠明南路787號7樓

第 1 頁 / 共 3 頁

檢體名稱：敏捷達人海藻鈣 300mg鈣+D3

製造公司：-

製造日期：-

批號：-

檢體狀態：室溫

送檢方式：顧客送檢

聯絡人：產品開發部

聯絡電話：(04)2265-9111#361

有效期限：-

原產地：-

檢體包裝：完整販售包裝

檢體數量：2件

報告用途：自主管理

----- 以上檢體資訊係由委託單位提供且確認 -----

收檢日期：2023/12/06

檢驗日期：2023/12/08

報告日期：2023/12/14

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	定量 / 偵測極限
------	------	----	------	-----------

食品塑化劑9項：DMP#、DEP#、DIBP#、BBP#、DBP#、DEHP#、DNOP#、DINP#、DIDP #

鄰苯二甲酸二甲酯DMP #	未檢出	ppm (µg/g)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品 中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器： LC-MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸二乙酯DEP #	未檢出	ppm (µg/g)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品 中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器： LC-MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸二異丁酯DIBP #	未檢出	ppm (µg/g)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品 中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器： LC-MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸丁酯苯甲酯BBP #	未檢出	ppm (µg/g)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品 中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器： LC-MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸二丁酯DBP #	0.10	ppm (µg/g)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品 中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器： LC-MS/MS。	0.05



測試報告僅就委託者之委託事項提供  
檢驗結果，不對產品合法性做判斷



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士



報告編號：MZ2-231200075



# 台美檢驗科技股份有限公司 檢驗中心 測試報告

## 委託單位

### 植肌生技股份有限公司

台中市南區忠明南路787號7樓

第 2 頁 / 共 3 頁

檢體名稱：敏捷達人海藻鈣 300mg鈣+D3

製造公司：-

製造日期：-

批號：-

檢體狀態：室溫

送檢方式：顧客送檢

聯絡人：產品開發部

聯絡電話：(04)2265-9111#361

有效期限：-

原產地：-

檢體包裝：完整販售包裝

檢體數量：2件

報告用途：自主管理

----- 以上檢體資訊係由委託單位提供且確認 -----

收檢日期：2023/12/06

檢驗日期：2023/12/08

報告日期：2023/12/14

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	定量 / 偵測極限
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯DEHP #	未檢出	ppm (µg/g)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品 中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器： LC-MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸二辛酯DNOP #	未檢出	ppm (µg/g)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品 中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器： LC-MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸二異壬酯DINP #	未檢出	ppm (µg/g)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品 中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器： LC-MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸二異癸酯DIDP #	未檢出	ppm (µg/g)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品 中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器： LC-MS/MS。	0.05

----- 以下空白 -----

### 備註：

- 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。
- 檢驗項目有標「#」者，指該檢驗項目經衛生福利部認證，且依認證之檢驗方法執行檢驗。
- 本次檢驗如未涉及抽樣時，測試報告僅對該送驗檢體負責。將報告分離使用及 / 或摘要複製無效，報告中所載資料僅供參考，不宜做為廣告、商業推廣及公證用。當檢驗結果低於定量 / 偵測極限，以「未檢出」或「陰性」表示。



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士



報告編號：MZ2-231200075



# 台美檢驗科技股份有限公司 檢驗中心 測試報告

## 委託單位

植肌生技股份有限公司

台中市南區忠明南路787號7樓

第 3 頁 / 共 3 頁



檢體名稱：敏捷達人海藻鈣 300mg鈣+D3

檢體狀態：室溫

收檢日期：2023/12/06

檢驗日期：2023/12/08

報告日期：2023/12/14



1. 本產品包裝為鋁箔袋裝，不宜防開，如有破損，請停止食用。
2. 本產品不含常見過敏原，但食用後如有不適感，請停止食用。
3. 本產品因原料特性會有色澤差異，為自然現象，請安心食用。
4. 本產品已投保產品責任險，品質安心有保障。
5. 本產品經第三方公正檢驗單位定期檢驗。

品名：300mg鈣+D<sub>3</sub>  
 內容物：紅藻粉(海藻鈣)、玉米糖漿粉、聚乙  
 烯吡咯烷酮、膜衣(羥丙基甲基纖維  
 素、純水)、硬脂酸鎂、二氧化矽、鷹嘴  
 豆發芽萃取物【阿拉伯膠、蔗糖、鷹嘴  
 豆發芽萃取物(含維生素K<sub>2</sub>-7)]、維生  
 素D<sub>3</sub>、[脲飾澱粉(辛烯基丁二酸鈉澱  
 粉)、蔗糖、維生素C(抗氧化劑)、中鏈  
 三酸甘油酯、二氧化矽、維生素E(抗  
 氧化劑)、維生素D<sub>3</sub>]

營養標示			
每份量	1錠		
本包裝含	30份		
	每份	每日參考值百分比	
鈣	300 毫克	25 %	
維生素D <sub>3</sub>	5 微克 (200IU)	50 %	
維生素K	22.5 微克	18.8 %	
其他成分 (每1份量1錠)			
鷹嘴豆發芽萃取物	22.5mg		

內容量：30錠/包  
 保存期限：2年  
 有效日期：標示於包裝上(年月日) / 原產地：台灣  
 保存方式：請放置於陰涼乾燥處，並避免高溫及  
 陽光直射  
 出品商：植肌生技股份有限公司  
 地址：台中市南區忠明南路787號7樓  
 電話：04-2265-9111#9


LOT CA231109  
 MFG 2023.11.09  
 EXP 2025.11.08



了解TK保健食品，  
就掃描我！



下載並登入APP  
得到最新優惠！



FO19-01

連結至台美安全家



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士