



報告編號：MZ2-240100786

台美檢驗科技股份有限公司

檢驗中心 測試報告



委託單位

我的輕食有限公司

高雄市仁武區京吉六路29號

第 1 頁 / 共 4 頁

檢體名稱：晚安3秒 樂舒寧®

製造公司：-

製造日期：-

批號：-

檢體狀態：室溫

送檢方式：顧客送檢

聯絡人：郭家恩先生

聯絡電話：(07)371-4466

有效期限：2025. 12. 20

原產地：-

檢體包裝：完整販售包裝

檢體數量：2件

報告用途：通路販售

----- 以上檢體資訊係由委託單位提供且確認 -----

收檢日期：2024/01/18

檢驗日期：2024/01/20

報告日期：2024/01/25

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	定量 / 偵測極限
------	------	----	------	-----------

食品塑化劑9項：DMP#、DEP#、DIBP#、BBP#、DBP#、DEHP#、DNOP#、DINP#、DIDP #

鄰苯二甲酸二甲酯DMP #	未檢出	ppm (µg/g)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.05
---------------	-----	------------	--	------

鄰苯二甲酸二乙酯DEP #	未檢出	ppm (µg/g)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.05
---------------	-----	------------	--	------

鄰苯二甲酸二異丁酯DIBP #	未檢出	ppm (µg/g)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.05
-----------------	-----	------------	--	------

鄰苯二甲酸丁酯苯甲酯BBP #	未檢出	ppm (µg/g)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.05
-----------------	-----	------------	--	------

鄰苯二甲酸二丁酯DBP #	0.09	ppm (µg/g)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.05
---------------	------	------------	--	------



測試報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士



報告編號：MZ2-240100786

台美檢驗科技股份有限公司

檢驗中心 測試報告



委託單位

我的輕食有限公司

高雄市仁武區京吉六路29號

第 2 頁 / 共 4 頁

檢體名稱：晚安3秒 樂舒寧®

製造公司：-

製造日期：-

批號：-

檢體狀態：室溫

送檢方式：顧客送檢

聯絡人：郭家恩先生

聯絡電話：(07)371-4466

有效期限：2025. 12. 20

原產地：-

檢體包裝：完整販售包裝

檢體數量：2件

報告用途：通路販售

----- 以上檢體資訊係由委託單位提供且確認 -----

收檢日期：2024/01/18

檢驗日期：2024/01/20


報告日期：2024/01/25

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	定量 / 偵測極限
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯DEHP #	0.09	ppm (µg/g)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品 中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器： LC-MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸二辛酯DNOP #	未檢出	ppm (µg/g)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品 中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器： LC-MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸二異壬酯DINP #	0.30	ppm (µg/g)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品 中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器： LC-MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸二異癸酯DIDP #	未檢出	ppm (µg/g)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品 中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器： LC-MS/MS。	0.05

----- 以下空白 -----

備註：

- 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。
- 檢驗項目有標「#」者，指該檢驗項目經衛生福利部認證，且依認證之檢驗方法執行檢驗。
- 本次檢驗如未涉及抽樣時，測試報告僅對該送驗檢體負責。將報告分離使用及 / 或摘要複製無效，報告中所載資料僅供參考，不宜做為廣告、商業推廣及公證用。當檢驗結果低於定量 / 偵測極限，以“未檢出”或“陰性”表示。



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士



報告編號：MZ2-240100786



台美檢驗科技股份有限公司 檢驗中心 測試報告

委託單位

我的輕食有限公司

高雄市仁武區京吉六路29號

第 3 頁 / 共 4 頁


檢體名稱：晚安3秒 樂舒寧®

檢體狀態：室溫

收檢日期：2024/01/18

檢驗日期：2024/01/20

報告日期：2024/01/25




L-色胺酸	1,000毫克	-
熱量	4.92大卡	0%
蛋白質	1.02公克	2%
脂肪	0公克	0%
飽和脂肪	0公克	0%
反式脂肪	0公克	0%
碳水化合物	0.21公克	0%
糖	0公克	0%
鈉	0毫克	0%

*參考值訂定
每日參考值：熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、糖2000毫克、維生素B6 1.6毫克、維生素B12 2.4微克、鈣1200毫克

品名：晚安3秒樂舒寧®
成分：L-色胺酸、HOLIXER™聖羅勒萃取物 (聖羅勒萃取、二氧化矽)、硬脂酸鈣、碳酸鈣、二氧化矽、維生素B6、維生素B12

膠囊成分：羥丙基甲基纖維素
內容量：545毫克/粒，45粒/瓶
食用方法：每日3粒，每日限食用3粒，請搭配冷溫開水食用，睡前食用。(多食無益)
保存方式：請置於陰涼乾燥及兒童不易取得處，避免高溫、陽光直射。
保存期限：二年
有效日期：詳見包裝標示(西元年/月/日)
注意事項：開封後依照食用方式，儘速食用完畢
產地：台灣
研發出品：我的輕食有限公司
地址：高雄市仁武區京吉六路29號
電話：07-3714455
本產品已投保產品責任險新台幣2000萬元 (投保金額 非理賠金額)



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士



報告編號：MZ2-240100786

台美檢驗科技股份有限公司 檢驗中心 測試報告



委託單位

我的輕食有限公司

高雄市仁武區京吉六路29號

第 4 頁 / 共 4 頁


檢體名稱：晚安3秒 樂舒寧®

檢體狀態：室溫

收檢日期：2024/01/18

檢驗日期：2024/01/20

報告日期：2024/01/25



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士