



報告編號：MZ2-240500556

台美檢驗科技股份有限公司

檢驗中心 測試報告



委託單位

豐傑生醫股份有限公司

新北市三重區光復路一段88之8號8樓

第 1 頁 / 共 3 頁

檢體名稱：酵母錳+牛磺酸

製造公司：豐傑生醫股份有限公司

製造日期：-

批號：-

檢體狀態：室溫

送檢方式：顧客送檢

聯絡人：李小姐

聯絡電話：(02)7714-3366

有效期限：-

原產地：-

檢體包裝：完整販售包裝

檢體數量：1件

報告用途：自主管理、通路販售

----- 以上檢體資訊係由委託單位提供且確認 -----

收檢日期：2024/05/17

檢驗日期：2024/05/18

報告日期：2024/05/25

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	定量 / 偵測極限
------	------	----	------	-----------

食品塑化劑9項：DMP#、DEP#、DIBP#、BBP#、DBP#、DEHP#、DNOP#、DINP#、DIDP#

鄰苯二甲酸二甲酯DMP #	未檢出	ppm (µg/g)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品 中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器： LC-MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸二乙酯DEP #	未檢出	ppm (µg/g)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品 中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器： LC-MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸二異丁酯DIBP #	未檢出	ppm (µg/g)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品 中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器： LC-MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸丁酯苯甲酯BBP #	未檢出	ppm (µg/g)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品 中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器： LC-MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸二丁酯DBP #	0.07	ppm (µg/g)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品 中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器： LC-MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯DEHP #	0.07	ppm (µg/g)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品 中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器： LC-MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸二辛酯DNOP #	未檢出	ppm (µg/g)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品 中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器： LC-MS/MS。	0.05



測試報告僅就委託者之委託事項提供
檢驗結果，不對產品合法性做判斷



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士



報告編號：MZ2-240500556



台美檢驗科技股份有限公司

檢驗中心 測試報告

委託單位

豐傑生醫股份有限公司

新北市三重區光復路一段88之8號8樓

第 2 頁 / 共 3 頁

檢體名稱：酵母錳+牛磺酸

製造公司：豐傑生醫股份有限公司

製造日期：-

批號：-

檢體狀態：室溫

送檢方式：顧客送檢

聯絡人：李小姐

聯絡電話：(02)7714-3366

有效期限：-

原產地：-

檢體包裝：完整販售包裝

檢體數量：1件

報告用途：自主管理、通路販售

----- 以上檢體資訊係由委託單位提供且確認 -----

收檢日期：2024/05/17

檢驗日期：2024/05/18

報告日期：2024/05/25

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	定量 / 偵測極限
鄰苯二甲酸二異壬酯DINP #	0.07	ppm (µg/g)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品 中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器： LC-MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸二異癸酯DIDP #	未檢出	ppm (µg/g)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品 中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器： LC-MS/MS。	0.05

----- 以下空白 -----

備註：

- 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。
- 檢驗項目有標「#」者，指該檢驗項目經衛生福利部認證，且依認證之檢驗方法執行檢驗。
- 本次檢驗如未涉及抽樣時，測試報告僅對該送驗檢體負責。將報告分離使用及 / 或摘要複製無效，報告中所載資料僅供參考，不宜做為廣告、商業推廣及公證用。當檢驗結果低於定量 / 偵測極限，以「未檢出」或「陰性」表示。



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士



報告編號：MZ2-240500556



台美檢驗科技股份有限公司 檢驗中心 測試報告

委託單位

豐傑生醫股份有限公司
新北市三重區光復路一段88之8號8樓

第 3 頁 / 共 3 頁

檢體名稱：酵母鋅+牛磺酸

檢體狀態：室溫


收檢日期：2024/05/17

檢驗日期：2024/05/18

報告日期：2024/05/25



MZ2-240500556



- ◆ 品名：Zinc Yeast & Taurine 酵母鋅+牛磺酸
- ◆ 成份：鋅酵母、牛磺酸、麥芽糊精、維生素C、二氧化碳。
 - ◆ 內容量：500毫克 / 顆；30顆 / 袋
 - ◆ 產品特色：滋補強身、維持生理機能、幫助新陳代謝。
 - ◆ 食用方式：13歲以上，日常保養每日1顆，加強調理每日2顆，餐後搭配溫開水食用，一日請勿超過2顆，多食無益。
 - ◆ 膠囊成份：明膠、硫酸月桂酯鈉、二氧化鈦、純水、甘油、食用紅色六號、食用黃色四號、食用藍色一號。
 - ◆ 保存方式：請置於室內陰涼乾燥通風處，避免潮濕、高溫及陽光直射。
 - ◆ 注意事項：嬰幼兒、孕婦、哺餵母乳者，食用前應先諮詢醫師或營養師。
 - ◆ 有效日期：請參閱本包裝鋼印標示。

EXP: 2025.12.14

豐傑生醫
Fong Ja Biomedical Co., Ltd.

營養標示		
每份量 1 顆 本包裝含 30 份	每份	每日參考值百分比
維生素C	50.0 毫克	50 %
鋅	14.3 毫克	95 %
其他營養成分		
牛磺酸		100 毫克

產地：台灣
 出品公司：豐傑生醫股份有限公司
 地址：新北市三重區光復路一段88-8號8樓
 連絡電話：(02)77143366
 官方網站：www.fjb100.com
 免付費客服專線0809089886 手機請撥市話



4 711338 156616

【食品】【本內容物不得單獨販售】



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士