




報告編號：MZ2-241200670R01

( 取代原始報告編號：MZ2-241200670 )

# 台美檢驗科技股份有限公司

## 檢驗中心 測試報告



### 委託單位

### 豐傑生醫股份有限公司

新北市三重區光復路一段88之8號8樓

第 1 頁 / 共 5 頁

檢體名稱：高效能薑黃 BCM-95

製造公司：-

製造日期：-

批 號：-

檢體狀態：室溫

送檢方式：顧客送檢

聯 絡 人：李怡蓉小姐

聯絡電話：(02)7714-3366#808

有效期限：-

原 產 地：-

檢體包裝：完整販售包裝

檢體數量：4件

報告用途：自主管理

----- 以上檢體資訊係由委託單位提供且確認 -----

收檢日期：2024/12/24

檢驗日期：2024/12/25

報告日期：2025/01/15

| 檢驗項目 | 檢驗結果 | 單位 | 檢驗方法 | 定量 / 偵測極限 |
|------|------|----|------|-----------|
|------|------|----|------|-----------|

蘇丹色素4項：蘇丹一號、蘇丹二號、蘇丹三號、蘇丹四號

|      |     |            |                                                                                                            |
|------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 蘇丹一號 | 未檢出 | ng/g (ppb) | 食品藥物管理署建議檢驗方法 108.05.22 食品 4<br>中蘇丹色素之檢驗方法<br>(二)(TFDAA0074.00)(註：實驗室擴充原方法適用基質，非屬食藥署該項認證範圍)。檢驗儀器：LC/MS/MS。 |
|------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      |     |            |                                                                                                            |
|------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 蘇丹二號 | 未檢出 | ng/g (ppb) | 食品藥物管理署建議檢驗方法 108.05.22 食品 4<br>中蘇丹色素之檢驗方法<br>(二)(TFDAA0074.00)(註：實驗室擴充原方法適用基質，非屬食藥署該項認證範圍)。檢驗儀器：LC/MS/MS。 |
|------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      |     |            |                                                                                                            |
|------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 蘇丹三號 | 未檢出 | ng/g (ppb) | 食品藥物管理署建議檢驗方法 108.05.22 食品 4<br>中蘇丹色素之檢驗方法<br>(二)(TFDAA0074.00)(註：實驗室擴充原方法適用基質，非屬食藥署該項認證範圍)。檢驗儀器：LC/MS/MS。 |
|------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



連結至台美安全家

測試報告僅就委託者之委託事項提供  
檢驗結果，不對產品合法性做判斷



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士



報告編號：MZ2-241200670R01  
( 取代原始報告編號：MZ2-241200670 )

# 台美檢驗科技股份有限公司

## 檢驗中心 測試報告



### 委託單位

### 豐傑生醫股份有限公司

新北市三重區光復路一段88之8號8樓

第 2 頁 / 共 5 頁

檢體名稱：高效能薑黃 BCM-95

製造公司：-

製造日期：-

批 號：-

檢體狀態：室溫

送檢方式：顧客送檢

聯 絡 人：李怡蓉小姐

聯絡電話：(02)7714-3366#808

有效期限：-

原 產 地：-

檢體包裝：完整販售包裝

檢體數量：4件

報告用途：自主管理

----- 以上檢體資訊係由委託單位提供且確認 -----

收檢日期：2024/12/24

檢驗日期：2024/12/25

報告日期：2025/01/15

| 檢驗項目 | 檢驗結果 | 單位         | 檢驗方法                                                                                                             | 定量 / 偵測極限 |
|------|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 蘇丹四號 | 未檢出  | ng/g (ppb) | 食品藥物管理署建議檢驗方法 108.05.22 食品<br>中蘇丹色素之檢驗方法<br>(二)(TFDAA0074.00)(註：實驗室擴充原方法適<br>用基質，非屬食藥署該項認證範圍)。檢驗儀器：<br>LC/MS/MS。 | 10        |

蘇丹色素4項：蘇丹一號、蘇丹二號、蘇丹三號、蘇丹四號

|      |     |            |                                                                           |   |
|------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------|---|
| 蘇丹一號 | 未檢出 | ng/g (ppb) | 食品藥物管理署建議檢驗方法 113.08.13 食品<br>中蘇丹色素之鑑別方法(TFDAA0103.01)。檢驗儀<br>器：LC/MS/MS。 | 4 |
|------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------|---|

|      |     |            |                                                                           |   |
|------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------|---|
| 蘇丹二號 | 未檢出 | ng/g (ppb) | 食品藥物管理署建議檢驗方法 113.08.13 食品<br>中蘇丹色素之鑑別方法(TFDAA0103.01)。檢驗儀<br>器：LC/MS/MS。 | 4 |
|------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------|---|

|      |      |            |                                                                           |   |
|------|------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---|
| 蘇丹三號 | 詳見備註 | ng/g (ppb) | 食品藥物管理署建議檢驗方法 113.08.13 食品<br>中蘇丹色素之鑑別方法(TFDAA0103.01)。檢驗儀<br>器：LC/MS/MS。 | 4 |
|------|------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---|



連結至台美安全家



蔡岳廷


報告簽署人：蔡岳廷 博士



報告編號：MZ2-241200670R01  
( 取代原始報告編號：MZ2-241200670 )

# 台美檢驗科技股份有限公司

## 檢驗中心 測試報告



### 委託單位

### 豐傑生醫股份有限公司

新北市三重區光復路一段88之8號8樓

第 3 頁 / 共 5 頁

檢體名稱：高效能薑黃 BCM-95

製造公司：-

製造日期：-

批 號：-

檢體狀態：室溫

送檢方式：顧客送檢

聯 絡 人：李怡蓉小姐

聯絡電話：(02)7714-3366#808

有效期限：-

原 產 地：-

檢體包裝：完整販售包裝

檢體數量：4件

報告用途：自主管理

----- 以上檢體資訊係由委託單位提供且確認 -----

收檢日期：2024/12/24

檢驗日期：2024/12/25

報告日期：2025/01/15

| 檢驗項目 | 檢驗結果 | 單位         | 檢驗方法                                                                      | 定量 / 偵測極限 |
|------|------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 蘇丹四號 | 詳見備註 | ng/g (ppb) | 食品藥物管理署建議檢驗方法 113.08.13 食品<br>中蘇丹色素之鑑別方法(TFDAA0103.01)。檢驗儀<br>器：LC/MS/MS。 | 10        |

----- 以下空白 -----

### 備註：

- 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。
- 蘇丹三號及蘇丹四號：食品中蘇丹色素之鑑別方法具基質干擾，檢驗結果以食品中蘇丹色素之檢驗方法(二)為主。
- 本次檢驗如未涉及抽樣時，測試報告僅對該送驗檢體負責。將報告分離使用及 / 或摘要複製無效，報告中所載資料僅供參考，不宜做為廣告、商業推廣及公證用。當檢驗結果低於定量 / 偵測極限，以“未檢出”或“陰性”表示。

FO19-00



連結至台美安全家



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士



報告編號：MZ2-241200670R01  
( 取代原始報告編號：MZ2-241200670 )

# 台美檢驗科技股份有限公司

## 檢驗中心 測試報告

**SUPER**  
LAB  
because  
results  
matter

### 委託單位

豐傑生醫股份有限公司  
新北市三重區光復路一段88之8號8樓

第 4 頁 / 共 5 頁


檢體名稱：高效能薑黃 BCM-95

檢體狀態：室溫

收檢日期：2024/12/24

檢驗日期：2024/12/25

報告日期：2025/01/15



FO19-00



連結至台美安全家



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士



報告編號：MZ2-241200670R01

( 取代原始報告編號：MZ2-241200670 )

# 台美檢驗科技股份有限公司

## 檢驗中心 測試報告



### 委託單位

豐傑生醫股份有限公司

新北市三重區光復路一段88之8號8樓

第 5 頁 / 共 5 頁

檢體名稱：高效能薑黃 BCM-95

檢體狀態：室溫

收檢日期：2024/12/24

檢驗日期：2024/12/25

報告日期：2025/01/15



連結至台美安全家



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士