



報告編號：MZ2-250500929



台美檢驗科技股份有限公司

檢驗中心 測試報告

委託單位

豐傑生醫股份有限公司

新北市三重區光復路一段88之8號8樓

第 1 頁 / 共 3 頁

檢體名稱：薏仁精華

製造公司：-

製造日期：-

批號：-

檢體狀態：室溫

送檢方式：顧客送驗

聯絡人：李怡蓉小姐

聯絡電話：(02)7714-3366#808

有效期限：-

原產地：-

檢體包裝：完整販售包裝

檢體數量：1 件

報告用途：自主管理

----- 以上檢體資訊係由委託單位提供且確認 -----

收檢日期：2025/05/20

檢驗日期：2025/05/21

報告日期：2025/05/27

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	定量/偵測極限
------	------	----	------	---------

食品塑化劑9項：DMP、DEP、DIBP、BBP、DBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP

鄰苯二甲酸二甲酯DMP	未檢出	µg/g (ppm)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸二乙酯DEP	未檢出	µg/g (ppm)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸二異丁酯DIBP	未檢出	µg/g (ppm)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸丁酯苯甲酯BBP	未檢出	µg/g (ppm)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸二丁酯DBP	0.18	µg/g (ppm)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯DEHP	0.12	µg/g (ppm)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸二辛酯DNOP	未檢出	µg/g (ppm)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸二異壬酯DINP	0.18	µg/g (ppm)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.05



測試報告僅就委託者之委託事項提供
檢驗結果，不對產品合法性做判斷



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士



報告編號：MZ2-250500929



台美檢驗科技股份有限公司

檢驗中心 測試報告

委託單位

豐傑生醫股份有限公司

新北市三重區光復路一段88之8號8樓

第 2 頁 / 共 3 頁

檢體名稱：薏仁精華

製造公司：-

製造日期：-

批號：-

檢體狀態：室溫

送檢方式：顧客送驗

聯絡人：李怡蓉小姐

聯絡電話：(02)7714-3366#808

有效期限：-

原產地：-

檢體包裝：完整販售包裝

檢體數量：1 件

報告用途：自主管理

----- 以上檢體資訊係由委託單位提供且確認 -----

收檢日期：2025/05/20

檢驗日期：2025/05/21

報告日期：2025/05/27

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	定量/偵測極限
鄰苯二甲酸二異癸酯DIDP	未檢出	µg/g (ppm)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.05

----- 以下空白 -----

備註：

- 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。
- 本次檢驗如未涉及抽樣時，測試報告僅對該送驗檢體負責。將報告分離使用及/或摘要複製無效，報告中所載資料僅供參考，不宜做為廣告、商業推廣及公證用。當檢驗結果低於定量/偵測極限，以"未檢出"或"陰性"表示。



測試報告僅就委託者之委託事項提供
檢驗結果，不對產品合法性做判斷



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士



報告編號：MZ2-250500929



台美檢驗科技股份有限公司 檢驗中心 測試報告

委託單位

豐傑生醫股份有限公司

新北市三重區光復路一段88之8號8樓

第 3 頁 / 共 3 頁

檢體名稱：薏仁精華

檢體狀態：室溫

收檢日期：2025/05/20

檢驗日期：2025/05/21

報告日期：2025/05/27

MZ2-250500929



MZ2-250500929

MZ2-250500929



- ◆ 品名：Adlay Extract 薏仁精華
- ◆ 成份：薏仁、亞細亞、微結晶α-瓊脂素、硬脂酸鈣、羧化鈣、三氧化鈣。
- ◆ 包裝數量：500毫克 / 顆，30顆 / 袋
- ◆ 產品特色：水補帶朋友，各種幫手。
- ◆ 食用方式：3顆以上，每日1-2次，日常保養每次1顆，加強保養每次2顆，任意時間隨餐開水食用。
- ◆ 組成成份：明膠、硬脂酸鈣、羧化鈣、硬水、甘油、食用黃色五號、食用紅色六號、食用藍色一號。
- ◆ 保存方式：請置於室內陰涼乾燥通風處，避免高溫及日光直接照射。
- ◆ 注意事項：1.孕婦、哺乳者食用前請先諮詢醫師或營養師。
2.不建議12歲以下嬰幼兒食用。
- ◆ 有效日期：請參閱本包裝顆印標示。

LOT: 20250401
EXP: 2028.04.14

每份 0.5公克	本包裝含30份	產地：台灣
總量	1.86 公克	0%
蛋白質	0.04 公克	0%
脂肪	0.02 公克	0%
碳水化合物	0.4 公克	0%
纖維	0 公克	0%
糖	0 公克	0%

* 每單位含鈣量
每日建議量：每袋200公克，蛋白質80公克，羧酸90公克，脂肪18公克，硬水每公克300公克，P2000毫克。



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士