



報告編號：MZ2-250500956



# 台美檢驗科技股份有限公司

## 檢驗中心 測試報告

### 委託單位

豐傑生醫股份有限公司

新北市三重區光復路一段88之8號8樓

第 1 頁 / 共 3 頁

檢體名稱：玻尿酸+卡曼橘

製造公司：-

製造日期：-

批號：-

檢體狀態：室溫

送檢方式：顧客送驗

聯絡人：李怡蓉小姐

聯絡電話：(02) 7714-3366#808

有效期限：-

原產地：-

檢體包裝：完整販售包裝

檢體數量：1 件

報告用途：自主管理

----- 以上檢體資訊係由委託單位提供且確認 -----

收檢日期：2025/05/20

檢驗日期：2025/05/21

報告日期：2025/05/29

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	定量/偵測極限
------	------	----	------	---------

食品塑化劑9項：DMP、DEP、DIBP、BBP、DBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP

鄰苯二甲酸二甲酯DMP	未檢出	µg/g (ppm)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸二乙酯DEP	未檢出	µg/g (ppm)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸二異丁酯DIBP	未檢出	µg/g (ppm)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸丁酯苯甲酯BBP	未檢出	µg/g (ppm)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸二丁酯DBP	0.08	µg/g (ppm)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯DEHP	0.06	µg/g (ppm)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸二辛酯DNOP	未檢出	µg/g (ppm)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸二異壬酯DINP	0.05	µg/g (ppm)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.05



測試報告僅就委託者之委託事項提供  
檢驗結果，不對產品合法性做判斷



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士



報告編號：MZ2-250500956



# 台美檢驗科技股份有限公司

## 檢驗中心 測試報告

### 委託單位

豐傑生醫股份有限公司

新北市三重區光復路一段88之8號8樓

第 2 頁 / 共 3 頁

檢體名稱：玻尿酸+卡曼橘

製造公司：-

製造日期：-

批號：-

檢體狀態：室溫

送檢方式：顧客送驗

聯絡人：李怡蓉小姐

聯絡電話：(02) 7714-3366#808

有效期限：-

原產地：-

檢體包裝：完整販售包裝

檢體數量：1 件

報告用途：自主管理

----- 以上檢體資訊係由委託單位提供且確認 -----

收檢日期：2025/05/20

檢驗日期：2025/05/21

報告日期：2025/05/29

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	定量/偵測極限
鄰苯二甲酸二異癸酯DIDP	未檢出	µg/g (ppm)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.05

----- 以下空白 -----

### 備註：

- 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。
- 本次檢驗如未涉及抽樣時，測試報告僅對該送驗檢體負責。將報告分離使用及/或摘要複製無效，報告中所載資料僅供參考，不宜做為廣告、商業推廣及公證用。當檢驗結果低於定量/偵測極限，以"未檢出"或"陰性"表示。



測試報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士



報告編號：M22-250500956



# 台美檢驗科技股份有限公司 檢驗中心 測試報告

## 委託單位

豐傑生醫股份有限公司

新北市三重區光復路一段88之8號8樓

第 3 頁 / 共 3 頁

檢體名稱：玻尿酸+卡曼橘

檢體狀態：室溫

收檢日期：2025/05/20

檢驗日期：2025/05/21


報告日期：2025/05/29

M22-250500956



M22-250500956

M22-250500956



- ◆ 品名：Hyaluronic acid & Calamansi 玻尿酸 + 卡曼橘 Hyabest®
- ◆ 成分：卡曼橘萃取物(含葉黃素)、枸杞萃取物(含葉黃素)、流行性病毒發酵物(含透明質酸鈉)、玉米來源可溶性纖維。
  - ◆ 營養成分：羥丙基甲基纖維素、純水、鹿角菜膠、二氧化鈦、氯化鉀、食用黃色五號。
  - ◆ 包裝重量：480毫克 / 顆；30顆 / 袋
  - ◆ 產品特色：維生素C抗氧化、養顏美容，本產品原料添加日本原裝Hyabest® 透明質酸鈉(玻尿酸)足量，榮獲19項國際專利認證。 EXP: 2027.04.27 LDT: 20250401
  - ◆ 食用方式：每日2顆飯後食用。
  - ◆ 儲存方式：請置於室內陰涼乾燥通風處，避免潮濕、高溫及陽光直射。
  - ◆ 有效日期：請參閱本包裝標示。

營養標示	
每份	每日參考百分比
每一份量 0.96 公克	
本包裝含 15 份	
熱量	3.3 大卡 0.2 %
蛋白質	0 公克 0 %
脂肪	0 公克 0 %
飽和脂肪	0 公克 0 %
反式脂肪	0 公克 *
碳水化合物	0.8 公克 0.3 %
糖	0 公克 *
鈉	4.9 毫克 0.2 %

\*每樽裝有15袋，每袋裝有30顆。每份重量0.96公克。每袋重量14.4公克。每公克含0.066公克。每公克含0.00066公克。



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士