



報告編號：MZ2-250400676



台美檢驗科技股份有限公司

檢驗中心 測試報告

委託單位

我的輕食有限公司

高雄市仁武區京吉六路29號

第 1 頁 / 共 3 頁

檢體名稱：我的好固力UC-11[®]膠囊

製造公司：-

製造日期：-

批號：-

檢體狀態：室溫

送檢方式：顧客送驗

聯絡人：郭家恩先生

聯絡電話：(07)371-4466

有效期限：2027.03.12

原產地：-

檢體包裝：完整販售包裝

檢體數量：3 件

報告用途：通路販售

----- 以上檢體資訊係由委託單位提供且確認 -----

收檢日期：2025/04/17

檢驗日期：2025/04/21

報告日期：2025/04/28

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	定量/偵測極限
------	------	----	------	---------

食品塑化劑9項：DMP#、DEP#、DIBP#、BBP#、DBP#、DEHP#、DNOP#、DINP#、DIDP#

鄰苯二甲酸二甲酯DMP #	未檢出	µg/g (ppm)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸二乙酯DEP #	未檢出	µg/g (ppm)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸二異丁酯DIBP #	未檢出	µg/g (ppm)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸丁酯苯甲酯BBP #	未檢出	µg/g (ppm)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸二丁酯DBP #	未檢出	µg/g (ppm)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯DEHP #	0.06	µg/g (ppm)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸二辛酯DNOP #	未檢出	µg/g (ppm)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸二異壬酯DINP #	0.35	µg/g (ppm)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.05



測試報告僅就委託者之委託事項提供
檢驗結果，不對產品合法性做判斷



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士



報告編號：MZ2-250400676

台美檢驗科技股份有限公司

檢驗中心 測試報告



委託單位

我的輕食有限公司

高雄市仁武區京吉六路29號

第 2 頁 / 共 3 頁

檢體名稱：我的好固力UC-II[®]膠囊

製造公司：-

製造日期：-

批號：-

檢體狀態：室溫

送檢方式：顧客送驗

聯絡人：郭家恩先生

聯絡電話：(07) 371-4466

有效期限：2027.03.12

原產地：-

檢體包裝：完整販售包裝

檢體數量：3 件

報告用途：通路販售

----- 以上檢體資訊係由委託單位提供且確認 -----

收檢日期：2025/04/17

檢驗日期：2025/04/21

報告日期：2025/04/28

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	定量/偵測極限
鄰苯二甲酸二異癸酯DIDP #	未檢出	µg/g (ppm)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.05

----- 以下空白 -----

備註：

- 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。
- 檢驗項目有標「#」者，指該檢驗項目經衛生福利部認證，且依認證之檢驗方法執行檢驗。
- 本次檢驗如未涉及抽樣時，測試報告僅對該送驗檢體負責。將報告分離使用及/或摘要複製無效，報告中所載資料僅供參考，不宜做為廣告、商業推廣及公證用。當檢驗結果低於定量/偵測極限，以"未檢出"或"陰性"表示。



測試報告僅就委託者之委託事項提供
檢驗結果，不對產品合法性做判斷



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士



報告編號：MZ2-250400676



台美檢驗科技股份有限公司 檢驗中心 測試報告

委託單位

我的輕食有限公司

高雄市仁武區京吉六路29號

第 3 頁 / 共 3 頁

檢體名稱：我的好固力UC-II[®]膠囊


檢體狀態：室溫

收檢日期：2025/04/17

檢驗日期：2025/04/21

報告日期：2025/04/28

MZ2-250400676



MZ2-250400676



熱量	1.1大卡	0%
蛋白質	0.04公克	0%
脂肪	0.00公克	0%
飽和脂肪	0.00公克	0%
反式脂肪	0公克	*
碳水化合物	0.4公克	0%
糖	0.02公克	*
纖維	0.3公克	0%
鈉	2毫克	0%

* 參考值未訂定
每日參考值：熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、膳食纖維25公克、鈉2000毫克

品名：我的好固力UC-II[®]膠囊
成分：玉米來源可溶性纖維、糖機抽出物(麥芽糖精、糖機萃取物、二氧化矽)、膠原蛋白(含多種胺基酸(含非變性二性膠原蛋白)、氯化鉀)、鮭魚鼻軟骨萃取物(含蛋白聚糖)

膠囊成分：羧甲基纖維素
食用方式：每日一粒，搭配開水使用，多食無益
內容量：0.4公克/粒，30粒/盒
保存期限：兩年
有效日期：請見外盒標示(西元 年/月/日)
保存方式：請放置於乾燥陰涼處，避免潮濕及陽光直射
注意事項：孕婦及嬰幼兒不宜食用。本產品還有魚裝及其製品，不適合其過敏體質者使用。
開封後請依照食用方法儘速食用完畢。

產地：台灣
研發出品：我的輕食有限公司
公司地址：高雄市仁武區京吉六路29號
電話：07-3714455
本產品已投保產品責任險新台幣2000萬元(非理賠金額)

MZ2-250400676



LOT 2503023
EXP. 2027.03.12



連結至台美安全家



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士