



報告編號：MZ2-250500542



# 台美檢驗科技股份有限公司

## 檢驗中心 測試報告

### 委託單位

#### 我的輕食有限公司

高雄市仁武區京吉六路29號

第 1 頁 / 共 3 頁

檢體名稱：法國超臨界魚油膠囊

製造公司：-

製造日期：-

批號：-

檢體狀態：室溫

送檢方式：顧客送驗

聯絡人：郭家恩先生

聯絡電話：(07)371-4466

有效期限：2027.03.24

原產地：-

檢體包裝：完整販售包裝

檢體數量：1 件

報告用途：通路販售

----- 以上檢體資訊係由委託單位提供且確認 -----

收檢日期：2025/05/13

檢驗日期：2025/05/15

報告日期：2025/05/23

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	定量/偵測極限
食品塑化劑9項：DMP、DEP、DIBP、BBP、DBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP				

鄰苯二甲酸二甲酯DMP	未檢出	µg/g (ppm)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸二乙酯DEP	未檢出	µg/g (ppm)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸二異丁酯DIBP	未檢出	µg/g (ppm)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸丁酯苯甲酯BBP	未檢出	µg/g (ppm)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸二丁酯DBP	未檢出	µg/g (ppm)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯DEHP	0.08	µg/g (ppm)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸二辛酯DNOP	未檢出	µg/g (ppm)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸二異壬酯DINP	未檢出	µg/g (ppm)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.05



測試報告僅就委託者之委託事項提供  
檢驗結果，不對產品合法性做判斷



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士



報告編號：MZ2-250500542

# 台美檢驗科技股份有限公司

## 檢驗中心 測試報告



### 委託單位

#### 我的輕食有限公司

高雄市仁武區京吉六路29號

第 2 頁 / 共 3 頁

檢體名稱：法國超臨界魚油膠囊

製造公司：-

製造日期：-

批號：-

檢體狀態：室溫

送檢方式：顧客送驗

聯絡人：郭家恩先生

聯絡電話：(07) 371-4466

有效期限：2027.03.24

原產地：-

檢體包裝：完整販售包裝

檢體數量：1 件

報告用途：通路販售

----- 以上檢體資訊係由委託單位提供且確認 -----

收檢日期：2025/05/13

檢驗日期：2025/05/15

報告日期：2025/05/23

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	定量/偵測極限
鄰苯二甲酸二異癸酯DIDP	未檢出	µg/g (ppm)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.05

----- 以下空白 -----

#### 備註：

- 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。
- 本次檢驗如未涉及抽樣時，測試報告僅對該送驗檢體負責。將報告分離使用及/或摘要複製無效，報告中所載資料僅供參考，不宜做為廣告、商業推廣及公證用。當檢驗結果低於定量/偵測極限，以"未檢出"或"陰性"表示。



測試報告僅就委託者之委託事項提供  
檢驗結果，不對產品合法性做判斷



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士



報告編號：MZ2-250500542



# 台美檢驗科技股份有限公司 檢驗中心 測試報告

## 委託單位

我的輕食有限公司

高雄市仁武區京吉六路29號

第 3 頁 / 共 3 頁

檢體名稱：法國超臨界魚油膠囊


檢體狀態：室溫

收檢日期：2025/05/13

檢驗日期：2025/05/15


報告日期：2025/05/23

MZ2-250500542



MZ2-250500542

MZ2-250500542



品名 法國超臨界魚油膠囊

成份 魚油(含Omega-3 85%、EPA 45%、DHA 32%)、混合藻類生角醇(抗氧化劑)、煙燻香茅萃取物(抗氧化劑)、維生素D<sub>3</sub> 2.5%(中鏈三酸甘油酯)、維生素D<sub>3</sub>、維生素E(抗氧化劑)

膠囊成分 明膠、甘油、水

容量 60粒/瓶,每粒880毫克(含膠囊230毫克)

食用方法 每天2粒,飯後食用(一日請勿超過2粒,多食無益)

保存方法 陰涼乾燥處,避免陽光直射,開封後盡早使用完畢。

注意事項 1. 重大疾病患者或正在服用抗凝血劑之凝血功能不全者,食用前請先徵詢醫師意見。  
2. 本產品含有魚類製品,不適合對其過敏體質者食用。

有效日期 如包裝所示(西元年/月/日)

保存期限 24個月

負責廠商 我的輕食有限公司

地址 814高雄市仁武區京吉六路29號

電話 07-3714455

原產地 台灣(魚油原料產地:法國) 食品

營養標示		
每份量2粒	每份	每日參考值百分比
本包裝含30份		
維生素D	10微克(400IU)	100%
ω-3脂肪酸	1105毫克	*
二十碳五烯酸(EPA)	624毫克	*
二十二碳六烯酸(DHA)	416毫克	*

\*參考值未訂定 LOT: 001 EXP: 2027.03.24



連結至台美安全家



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士