



報告編號：MZ2-250600255



# 台美檢驗科技股份有限公司

## 檢驗中心 測試報告

### 委託單位

#### 我的輕食有限公司

高雄市仁武區京吉六路29號

第 1 頁 / 共 3 頁

檢體名稱：我的好固力UC-II<sup>®</sup>膠囊

製造公司：-

製造日期：-

批號：-

檢體狀態：室溫

送檢方式：顧客送驗

聯絡人：郭家恩先生

聯絡電話：(07)371-4466

有效期限：2027. 05. 14

原產地：-

檢體包裝：完整販售包裝

檢體數量：3 件

報告用途：通路販售

----- 以上檢體資訊係由委託單位提供且確認 -----

收檢日期：2025/06/10

檢驗日期：2025/06/12

報告日期：2025/06/18

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	定量/偵測極限
------	------	----	------	---------

食品塑化劑9項：DMP、DEP、DIBP、BBP、DBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP

鄰苯二甲酸二甲酯DMP	0.13	µg/g (ppm)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸二乙酯DEP	未檢出	µg/g (ppm)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸二異丁酯DIBP	未檢出	µg/g (ppm)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸丁酯苯甲酯BBP	未檢出	µg/g (ppm)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸二丁酯DBP	0.06	µg/g (ppm)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯DEHP	0.11	µg/g (ppm)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸二辛酯DNOP	未檢出	µg/g (ppm)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸二異壬酯DINP	0.28	µg/g (ppm)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.05



測試報告僅就委託者之委託事項提供  
檢驗結果，不對產品合法性做判斷



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士



報告編號：MZ2-250600255



# 台美檢驗科技股份有限公司

## 檢驗中心 測試報告

### 委託單位

我的輕食有限公司

高雄市仁武區京吉六路29號

第 2 頁 / 共 3 頁

檢體名稱：我的好固力UC-II<sup>®</sup>膠囊

製造公司：-

製造日期：-

批號：-

檢體狀態：室溫

送檢方式：顧客送驗

聯絡人：郭家恩先生

聯絡電話：(07)371-4466

有效期限：2027.05.14

原產地：-

檢體包裝：完整販售包裝

檢體數量：3 件

報告用途：通路販售

----- 以上檢體資訊係由委託單位提供且確認 -----

收檢日期：2025/06/10

檢驗日期：2025/06/12

報告日期：2025/06/18

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	定量/偵測極限
鄰苯二甲酸二異癸酯DIDP	未檢出	µg/g (ppm)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.05

----- 以下空白 -----

### 備註：

- 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。
- 本次檢驗如未涉及抽樣時，測試報告僅對該送驗檢體負責。將報告分離使用及/或摘要複製無效，報告中所載資料僅供參考，不宜做為廣告、商業推廣及公證用。當檢驗結果低於定量/偵測極限，以"未檢出"或"陰性"表示。



測試報告僅就委託者之委託事項提供  
檢驗結果，不對產品合法性做判斷



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士



報告編號：MZ2-250600255



# 台美檢驗科技股份有限公司 檢驗中心 測試報告

## 委託單位

我的輕食有限公司

高雄市仁武區京吉六路29號

第 3 頁 / 共 3 頁

檢體名稱：我的好固力UC-II<sup>®</sup>膠囊


檢體狀態：室溫

收檢日期：2025/06/10


檢驗日期：2025/06/12

報告日期：2025/06/18

MZ2-250600255



MZ2-250600255



反式脂肪	0.0公克	*
碳水化合物	0.4公克	0%
糖	0.02公克	*
纖維	0.3公克	0%
鈉	2毫克	0%

\* 參考值未訂定  
 每日參考值：熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、膳食纖維25公克、鈉2000毫克  
 品名：我的好固力UC-II<sup>®</sup>膠囊  
 成分：玉米來源可溶性纖維、橄欖抽出物(硬脂醇、糖醇萃取物、二氯化矽)、膠原蛋白複合物(雞胸軟骨粉(含非變性二性膠原蛋白)、氯化鈉)、鱈魚鼻軟骨萃取物(含蛋白聚糖)  
 膠囊成分：羥丙基甲基纖維素  
 食用方式：每日一粒，搭配開水使用，多食無益  
 內容量：0.4公克/粒，30粒/盒  
 保存期限：兩年  
 有效日期：請見外盒標示(西元年/月/日)  
 保存方式：請放置於乾燥陰涼處，避免潮濕及陽光直射  
 注意事項：孕婦及嬰幼兒不宜食用。本產品還有魚類及其製品，不適合其過敏體質者使用。  
 開封後請依照食用方法盡速食用完畢。  
 產地：台灣  
 研發出品：我的輕食有限公司  
 公司地址：高雄市仁武區京吉六路29號  
 電話：07-3714455  
 本產品已投保產品責任險新台幣2000萬元(非理賠金額)

MZ2-250600255



LOT 2505021  
EXP 2027.05.14



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士