



報告編號：MZ2-250801153



台美檢驗科技股份有限公司

檢驗中心 測試報告

委託單位

植肌生技股份有限公司

台中市南區忠明南路787號7樓

第 1 頁 / 共 3 頁

檢體名稱：雙嬌寶貝超彈嫩[®]膠原蛋白粉(青蘋果風味)

製造公司：-

製造日期：-

批號：-

檢體狀態：室溫

送檢方式：顧客送驗

聯絡人：產品開發部

聯絡電話：(04) 2265-9111#361

有效期限：-

原產地：-

檢體包裝：如附件照片

檢體數量：8 件

報告用途：自主管理

----- 以上檢體資訊係由委託單位提供且確認 -----

收檢日期：2025/08/29

檢驗日期：2025/09/01

報告日期：2025/09/08

| 檢驗項目 | 檢驗結果 | 單位 | 檢驗方法 | 定量/偵測極限 |
|--------------------------------------------------|------|----|------|---------|
| 食品塑化劑9項：DMP、DEP、DIBP、BBP、DBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP | | | | |

| | | | | |
|---------------------|------|------------|---------------------------------------------------------------------------|------|
| 鄰苯二甲酸二甲酯DMP | 未檢出 | µg/g (ppm) | 食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。(註：實驗室擴充原方法適用基質。) | 0.05 |
| 鄰苯二甲酸二乙酯DEP | 未檢出 | µg/g (ppm) | 食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。(註：實驗室擴充原方法適用基質。) | 0.05 |
| 鄰苯二甲酸二異丁酯DIBP | 未檢出 | µg/g (ppm) | 食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。(註：實驗室擴充原方法適用基質。) | 0.05 |
| 鄰苯二甲酸丁酯苯甲酯BBP | 未檢出 | µg/g (ppm) | 食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。(註：實驗室擴充原方法適用基質。) | 0.05 |
| 鄰苯二甲酸二丁酯DBP | 0.06 | µg/g (ppm) | 食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。(註：實驗室擴充原方法適用基質。) | 0.05 |
| 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯DEHP | 未檢出 | µg/g (ppm) | 食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。(註：實驗室擴充原方法適用基質。) | 0.05 |



測試報告僅就委託者之委託事項提供
檢驗結果，不對產品合法性做判斷



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士



報告編號：MZ2-250801153



台美檢驗科技股份有限公司

檢驗中心 測試報告

委託單位

植肌生技股份有限公司

台中市南區忠明南路787號7樓

第 2 頁 / 共 3 頁

檢體名稱：雙嬌寶貝超彈嫩[®]膠原蛋白粉(青蘋果風味)

製造公司：-

製造日期：-

批號：-

檢體狀態：室溫

送檢方式：顧客送驗

聯絡人：產品開發部

聯絡電話：(04)2265-9111#361

有效期限：-

原產地：-

檢體包裝：如附件照片

檢體數量：8 件

報告用途：自主管理

----- 以上檢體資訊係由委託單位提供且確認 -----

收檢日期：2025/08/29

檢驗日期：2025/09/01

報告日期：2025/09/08

| 檢驗項目 | 檢驗結果 | 單位 | 檢驗方法 | 定量/偵測極限 |
|---------------|------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| 鄰苯二甲酸二辛酯DNOP | 未檢出 | µg/g (ppm) | 食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。(註：實驗室擴充原方法適用基質。) | 0.05 |
| 鄰苯二甲酸二異壬酯DINP | 未檢出 | µg/g (ppm) | 食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。(註：實驗室擴充原方法適用基質。) | 0.05 |
| 鄰苯二甲酸二異癸酯DIDP | 未檢出 | µg/g (ppm) | 食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。(註：實驗室擴充原方法適用基質。) | 0.05 |

----- 以下空白 -----

備註：

- 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。
- 本次檢驗如未涉及抽樣時，測試報告僅對該送驗檢體負責。將報告分離使用及/或摘要複製無效，報告中所載資料僅供參考，不宜做為廣告、商業推廣及公證用。當檢驗結果低於定量/偵測極限，以"未檢出"或"陰性"表示。



測試報告僅就委託者之委託事項提供
檢驗結果，不對產品合法性做判斷



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士



報告編號：MZ2-250801153



台美檢驗科技股份有限公司 檢驗中心 測試報告

委託單位

植肌生技股份有限公司

台中市南區忠明南路787號7樓

第 3 頁 / 共 3 頁

檢體名稱：雙嬌寶貝超彈嫩[®]膠原蛋白粉(青蘋果風味)

檢體狀態：室溫

收檢日期：2025/08/29

檢驗日期：2025/09/01

報告日期：2025/09/08

MZ2-250801153



MZ2-250801153

MZ2-250801153



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士