




報告編號：MZ2-240100601



# 台美檢驗科技股份有限公司

## 檢驗中心 測試報告

### 委託單位

#### 帝力股份有限公司

台北市中山區南京東路3段189號8樓

第 1 頁 / 共 4 頁

檢體名稱：BHK's 藍莓山桑子 素食膠囊食品

製造公司：-

製造日期：-

批號：-

檢體狀態：室溫

送檢方式：顧客送檢

聯絡人：產品研發部

聯絡電話：(02)2545-8140

有效期限：-

原產地：-

檢體包裝：完整販售包裝

檢體數量：2件

報告用途：自主管理、通路販售

----- 以上檢體資訊係由委託單位提供且確認 -----

收檢日期：2024/01/17

檢驗日期：2024/01/18

報告日期：2024/01/29

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	定量 / 偵測極限
------	------	----	------	-----------

食品塑化劑9項：DMP#、DEP#、DIBP#、BBP#、DBP#、DEHP#、DNOP#、DINP#、DIDP#

鄰苯二甲酸二甲酯DMP #	未檢出	ppm (µg/g)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.05
---------------	-----	------------	--	------

鄰苯二甲酸二乙酯DEP #	未檢出	ppm (µg/g)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.05
---------------	-----	------------	--	------

鄰苯二甲酸二異丁酯DIBP #	未檢出	ppm (µg/g)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.05
-----------------	-----	------------	--	------

鄰苯二甲酸丁酯苯甲酯BBP #	未檢出	ppm (µg/g)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.05
-----------------	-----	------------	--	------

鄰苯二甲酸二丁酯DBP #	0.45	ppm (µg/g)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。	0.05
---------------	------	------------	--	------



測試報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷



蔡岳廷


報告簽署人：蔡岳廷 博士



報告編號：MZ2-240100601

# 台美檢驗科技股份有限公司

## 檢驗中心 測試報告



### 委託單位

#### 帝力股份有限公司

台北市中山區南京東路3段189號8樓

第 2 頁 / 共 4 頁

檢體名稱：BHK's 藍莓山桑子 素食膠囊食品

製造公司：-

製造日期：-

批號：-

檢體狀態：室溫

送檢方式：顧客送檢

聯絡人：產品研發部

聯絡電話：(02)2545-8140

有效期限：-

原產地：-

檢體包裝：完整販售包裝

檢體數量：2件

報告用途：自主管理、通路販售

----- 以上檢體資訊係由委託單位提供且確認 -----

收檢日期：2024/01/17

檢驗日期：2024/01/18

報告日期：2024/01/29

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	定量 / 偵測極限
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯DEHP #	0.13	ppm (µg/g)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品 中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器： LC-MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸二辛酯DNOP #	未檢出	ppm (µg/g)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品 中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器： LC-MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸二異壬酯DINP #	未檢出	ppm (µg/g)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品 中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器： LC-MS/MS。	0.05
鄰苯二甲酸二異癸酯DIDP #	未檢出	ppm (µg/g)	食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品 中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器： LC-MS/MS。	0.05

----- 以下空白 -----

#### 備註：

- 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。
- 檢驗項目有標「#」者，指該檢驗項目經衛生福利部認證，且依認證之檢驗方法執行檢驗。
- 本次檢驗如未涉及抽樣時，測試報告僅對該送驗檢體負責。將報告分離使用及 / 或摘要複製無效，報告中所載資料僅供參考，不宜做為廣告、商業推廣及公證用。當檢驗結果低於定量 / 偵測極限，以“未檢出”或“陰性”表示。



連結至台美安全家




蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士



報告編號：MZ2-240100601



# 台美檢驗科技股份有限公司 檢驗中心 測試報告

## 委託單位

帝力股份有限公司

台北市中山區南京東路3段189號8樓

第 3 頁 / 共 4 頁


檢體名稱：BHK's 藍莓山桑子 素食膠囊食品

檢體狀態：室溫


收檢日期：2024/01/17

檢驗日期：2024/01/18

報告日期：2024/01/29



MZ2-240100601



藍莓山桑子 素食膠囊食品  
Bilberry Eyebright Veg Capsules

### 成分：

歐洲藍莓萃取物(山桑子)、植物膠囊(羥丙基甲基纖維素、純水)、專利葡萄籽萃取物、維生素C、決明子萃取物(決明子萃取物、麥芽糊精)、小米草萃取物(小米草萃取物、麥芽糊精)、β-胡蘿蔔素(辛烯基丁二酸鈉鹽、葵花油)、β-胡蘿蔔素、砂糖、L-抗壞血酸(抗氧化劑)、L-抗壞血酸鈉(抗氧化劑)、維生素E(抗氧化劑)、二氧化矽、硬脂酸鎂。

### 食用方法：

每天1粒，於餐後以開水吞食，欲加強者建議每天2粒。1日請勿超過2粒，多食無益。

內容量：60粒入。原產地：台灣。

保存期限：三年。

### 保存方式：

請避免日光直射、高溫、潮濕，開封後3個月內食用完畢。

### 注意事項：

- 兒童、孕婦、哺乳婦女、服用藥物及重大疾病患者，請先諮詢醫師。
- 因成分為天然植物萃取來源，顆粒色澤不同屬自然現象，請安心食用。

### 營養標示

每一份量 1粒



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士



報告編號：MZ2-240100601

# 台美檢驗科技股份有限公司 檢驗中心 測試報告



## 委託單位

帝力股份有限公司

台北市中山區南京東路3段189號8樓

第 4 頁 / 共 4 頁



檢體名稱：BHK's 藍莓山桑子 素食膠囊食品

檢體狀態：室溫

收檢日期：2024/01/17

檢驗日期：2024/01/18

報告日期：2024/01/29



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士