



報告編號：MZ2-250300304R01

(取代原始報告編號：MZ2-250300304)

台美檢驗科技股份有限公司

檢驗中心 測試報告



委託單位

我的輕食有限公司

高雄市仁武區京吉六路29號

第 1 頁 / 共 2 頁

檢體名稱：台灣01鱸魚精

製造公司：-

製造日期：-

批號：-

檢體狀態：冷凍

送檢方式：顧客送檢

聯絡人：郭家恩先生

聯絡電話：(07)371-4466

有效期限：2026.03.02

原產地：-

檢體包裝：完整販售包裝

檢體數量：1件

報告用途：通路販售

----- 以上檢體資訊係由委託單位提供且確認 -----

收檢日期：2025/03/10

檢驗日期：2025/03/10

報告日期：2025/03/27

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	定量 / 偵測極限
鉀	74.03	mg/包(60mL)	1. 衛生福利部 103.08.25 部授食字第 1031901169 號公告修正：重金屬檢驗方法總則。2. 台美檢驗自訂方法。檢驗儀器：ICP-OES。	0.05
磷	30.26	mg/包(60mL)	1. 衛生福利部 103.08.25 部授食字第 1031901169 號公告修正：重金屬檢驗方法總則。2. 台美檢驗自訂方法。檢驗儀器：ICP-OES。	0.05
碘 ※	7.76	µg/包(60mL)	食品藥物管理建議檢測方法105年02月25日食品中碘含量之檢驗方法(TFDAA0049.00)。檢驗儀器：ICP-MS。	1.53

----- 以下空白 -----

備註：

- 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。
- 標示「※」之檢驗項目，此檢測項目係委託外部實驗室執行檢測。

本次檢驗如未涉及抽樣時，測試報告僅對該送驗檢體負責。將報告分離使用及 / 或摘要複製無效，報告中所載資料僅供參考，不宜做為廣告、商業推廣及公證用。當檢驗結果低於定量 / 偵測極限，以「未檢出」或「陰性」表示。



測試報告僅就委託者之委託事項提供
檢驗結果，不對產品合法性做判斷



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士



報告編號：MZ2-250300304R01

(取代原始報告編號：MZ2-250300304)



台美檢驗科技股份有限公司 檢驗中心 測試報告

委託單位

我的輕食有限公司

高雄市仁武區京吉六路29號

第 2 頁 / 共 2 頁


檢體名稱：台灣01鱸魚精

檢體狀態：冷凍

收檢日期：2025/03/10

檢驗日期：2025/03/10

報告日期：2025/03/27



2025.03.02 SUPER LAB

研製
Develop
江欣樺 營養師

品名 | 台灣01鱸魚精 產地 | 台灣
成分 | 水、鱸魚、蝦萃取液、薑、青蔥、蒜仁、鹽、冰糖、乳
酸菌(熱激化嗜酸乳桿菌TW01、玉米來源可溶性纖維)
容量 | 900公克(60公克/包; 15包/盒)
食用方式 | 每日攝取1~2包, 開封後請盡速食用完畢。
保存方法 | 冷凍-18°C以下保存
保存期限 | 1年
有效日期 | 如外盒所示(西元年/月/日)

注意事項

- 離開冷凍時間請勿超過半小時; 產品加熱後請儘速食用。
- 本產品請勿反覆冷凍、解凍、加熱。
- 本產品含有魚、牛奶製品, 不適對其過敏體質者食用。

營養標示 Nutrition Facts

	每份	每100公克
每一份量60公克 本包裝盒15份		
熱量	10.6大卡	17.6大卡
蛋白質	2.1公克	3.5公克
脂肪	0.0公克	0.0公克
飽和脂肪	0.0公克	0.0公克
反式脂肪	0.0公克	0.0公克
碳水化合物	0.5公克	0.9公克
糖	0.0公克	0.0公克
鈉	83毫克	138毫克

不拆封法
1 從冷凍庫取出, 將包裝保持密封, 放入約400cc、90°C的熱水中浸泡5-10分鐘後, 即可開封飲用。

拆封法
2 拆封後直接倒入碗中, 使用微波爐或電鍋加熱即可食用。

入菜烹調法
3 將鱸魚精作為高湯, 搭配其他料理, 美味加倍、營養滿分!

我的輕食有限公司
Eating Light Co., Ltd.
製成食品

地址 | 高雄仁武區京吉六路29號
電話專線 | 07-3144425
本產品包裝含有高質純產品每包2000萬菌, 依據食藥部登記證註冊。

VHPP 需冷凍

4 711633 710267

FO19-00



連結至台美安全家



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士