



報告編號：MZ2-260101204

# 台美檢驗科技股份有限公司

## 檢驗中心 測試報告



### 委託單位

荃贏全美密碼有限公司

新北市中和區中正路880號16樓之3

第 1 頁 / 共 3 頁

檢體名稱：惡魔神織子

製造公司：-

製造日期：-

批號：-

檢體狀態：室溫

送檢方式：顧客送驗

聯絡人：游千毅小姐

聯絡電話：(02) 2221-9632#121

有效期限：-

原產地：-

檢體包裝：完整販售包裝

檢體數量：1 件

報告用途：-

----- 以上檢體資訊係由委託單位提供且確認 -----

收檢日期：2026/01/29

檢驗日期：2026/02/02

報告日期：2026/02/06

| 檢驗項目 | 檢驗結果 | 單位 | 檢驗方法 | 定量/偵測極限 |
|------|------|----|------|---------|
|------|------|----|------|---------|

食品塑化劑9項：DMP、DEP、DIBP、BBP、DBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP

|                     |     |            |   |     |
|---------------------|-----|------------|---|-----|
| 鄰苯二甲酸二甲酯DMP         | 未檢出 | µg/g (ppm) | 食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。(註：實驗室擴充原方法適用基質。) | 0.5 |
| 鄰苯二甲酸二乙酯DEP         | 未檢出 | µg/g (ppm) | 食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。(註：實驗室擴充原方法適用基質。) | 0.5 |
| 鄰苯二甲酸二異丁酯DIBP       | 未檢出 | µg/g (ppm) | 食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。(註：實驗室擴充原方法適用基質。) | 0.5 |
| 鄰苯二甲酸丁酯苯甲酯BBP       | 未檢出 | µg/g (ppm) | 食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。(註：實驗室擴充原方法適用基質。) | 0.5 |
| 鄰苯二甲酸二丁酯DBP         | 未檢出 | µg/g (ppm) | 食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。(註：實驗室擴充原方法適用基質。) | 0.5 |
| 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯DEHP | 未檢出 | µg/g (ppm) | 食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。(註：實驗室擴充原方法適用基質。) | 0.5 |



測試報告僅就委託者之委託事項提供  
檢驗結果，不對產品合法性做判斷



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士



報告編號：MZ2-260101204

# 台美檢驗科技股份有限公司

## 檢驗中心 測試報告



### 委託單位

荃贏全美密碼有限公司

新北市中和區中正路880號16樓之3

第 2 頁 / 共 3 頁

檢體名稱：惡魔神織子

製造公司：-

製造日期：-

批號：-

檢體狀態：室溫

送檢方式：顧客送驗

聯絡人：游千毅小姐

聯絡電話：(02) 2221-9632#121

有效期限：-

原產地：-

檢體包裝：完整販售包裝

檢體數量：1 件

報告用途：-

----- 以上檢體資訊係由委託單位提供且確認 -----

收檢日期：2026/01/29

檢驗日期：2026/02/02

報告日期：2026/02/06

| 檢驗項目          | 檢驗結果 | 單位         | 檢驗方法  | 定量/偵測極限 |
|---------------|------|------------|---|---------|
| 鄰苯二甲酸二辛酯DNOP  | 未檢出  | µg/g (ppm) | 食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。(註：實驗室擴充原方法適用基質。) | 0.5     |
| 鄰苯二甲酸二異壬酯DINP | 未檢出  | µg/g (ppm) | 食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。(註：實驗室擴充原方法適用基質。) | 0.5     |
| 鄰苯二甲酸二異癸酯DIDP | 未檢出  | µg/g (ppm) | 食品藥物管理署建議檢驗方法 102.03.25 食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法。檢驗儀器：LC-MS/MS。(註：實驗室擴充原方法適用基質。) | 0.5     |

----- 以下空白 -----

### 備註：

- 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。
- 食品塑化劑9項：DMP、DEP、DIBP、BBP、DBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP：依顧客指定LOQ=0.5ppm執行檢測。
- 本次檢驗如未涉及抽樣時，測試報告僅對該送驗檢體負責。將報告分離使用及/或摘要複製無效，報告中所載資料僅供參考，不宜做為廣告、商業推廣及公證用。當檢驗結果低於定量/偵測極限，以"未檢出"或"陰性"表示。



測試報告僅就委託者之委託事項提供  
檢驗結果，不對產品合法性做判斷



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士



報告編號：MZ2-260101204

# 台美檢驗科技股份有限公司 檢驗中心 測試報告



## 委託單位

荃贏全美密碼有限公司

新北市中和區中正路880號16樓之3

第 3 頁 / 共 3 頁

檢體名稱：惡魔神纖子

檢體狀態：室溫

收檢日期：2026/01/29

檢驗日期：2026/02/02


報告日期：2026/02/06

MZ2-260101204



MZ2-260101204

MZ2-260101204



MZ2-260101204



MZ2-260101204



連結至台美安全家



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士