



報告編號：MZ2-260400076

台美檢驗科技股份有限公司

檢驗中心 測試報告



委託單位

我的輕食有限公司

高雄市仁武區京吉六路43號

第 1 頁 / 共 2 頁

檢體名稱：我的好固力UC-II[®]膠囊

製造公司：-

製造日期：-

批號：-

檢體狀態：室溫

送檢方式：顧客送驗

聯絡人：郭家恩先生

聯絡電話：(07) 371-4455#24

有效期限：2028. 03. 05

原產地：-

檢體包裝：完整販售包裝

檢體數量：3 件

報告用途：通路販售

----- 以上檢體資訊係由委託單位提供且確認 -----

收檢日期：2026/04/01

檢驗日期：2026/04/07

報告日期：2026/04/14

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	定量/偵測極限
蘇丹色素4項：蘇丹一號、蘇丹二號、蘇丹三號、蘇丹四號				

蘇丹一號	未檢出	ng/g (ppb)	食品藥物管理署建議檢驗方法 108.05.22 食品中蘇丹色素之檢驗方法 (二) (TFDAA0074.00)。檢驗儀器：LC-MS/MS。(註：實驗室擴充原方法適用基質。)	4
蘇丹二號	未檢出	ng/g (ppb)	食品藥物管理署建議檢驗方法 108.05.22 食品中蘇丹色素之檢驗方法 (二) (TFDAA0074.00)。檢驗儀器：LC-MS/MS。(註：實驗室擴充原方法適用基質。)	4
蘇丹三號	未檢出	ng/g (ppb)	食品藥物管理署建議檢驗方法 108.05.22 食品中蘇丹色素之檢驗方法 (二) (TFDAA0074.00)。檢驗儀器：LC-MS/MS。(註：實驗室擴充原方法適用基質。)	4
蘇丹四號	未檢出	ng/g (ppb)	食品藥物管理署建議檢驗方法 108.05.22 食品中蘇丹色素之檢驗方法 (二) (TFDAA0074.00)。檢驗儀器：LC-MS/MS。(註：實驗室擴充原方法適用基質。)	10

----- 以下空白 -----

備註：

- 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。
- 本次檢驗如未涉及抽樣時，測試報告僅對該送驗檢體負責。將報告分離使用及/或摘要複製無效，報告中所載資料僅供參考，不宜做為廣告、商業推廣及公證用。當檢驗結果低於定量/偵測極限，以"未檢出"或"陰性"表示。



連結至台美安全家

測試報告僅就委託者之委託事項提供
檢驗結果，不對產品合法性做判斷



蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士



報告編號：MZ2-260400076

台美檢驗科技股份有限公司

檢驗中心 測試報告



委託單位

我的輕食有限公司

高雄市仁武區京吉六路43號

第 2 頁 / 共 2 頁

檢體名稱：我的好固力UC-II[®]膠囊

檢體狀態：室溫

收檢日期：2026/04/01

檢驗日期：2026/04/07

報告日期：2026/04/14

MZ2-260400076



MZ2-260400076



MZ2-260400076



連結至台美安全家

 蔡岳廷

報告簽署人：蔡岳廷 博士